

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05020-BS-BLOCK**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PE-Einwegschürze
light, glatt, geblockt, im Beutel



GRÖßEN	
	uni
Breite	75 cm
Länge	125 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [BS]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschluss	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input checked="" type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05020-BS-BLOCK**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PE-Einwegschürze
light, glatt, geblockt, im Beutel



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Blau [BS]	4044941020884
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelgrün [DG]	-
Maße & Größe	
Länge	480 mm
Breite	320 mm
Höhe	-
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	520 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	12
Palettenhöhe	153 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	435 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Blau [BS]	4044941020891
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Dunkelgrün [DG]	-
Maße & Größe	
Länge	390 mm
Breite	300 mm
Höhe	115 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	5.700 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05020-BS-BLOCK**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PE-Einwegschürze
light, glatt, geblockt, im Beutel



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehenanleitung	ART DES ANZIEHENS: <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). • Öffnen Sie die Schürze und ziehen Sie sich an, indem Sie die Kopflasche über Ihren Kopf ziehen. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie Schürze, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und verschließen. ART DES AUSZIEHENS: <ul style="list-style-type: none"> • Lösen Sie das Taillenband und ziehen Sie die Schürze aus.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-01
Datum 28.05.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten