

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09283**

Bezeichnung:

**Urinflasche
für Männer**



MAßE		
Länge	Breite	Ø Deckel
310 mm	85 mm	58 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material Flasche	☐ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☒ Polycarbonat (PC)	☐ Polyvinylchlorid			
Material Deckel	☒ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ Polycarbonat (PC)				
Farbe Flasche	☐ milchig	☒ transparent					
Farbe Deckel	☐ blau	☒ weiß					
Eigenschaft	☒ desinfizierbar	☒ autoklavierbar bis 130°C	☐ autoklavierbar bis 90°C	☒ eckig	☐ autoklavierbar bis 60°C		

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☒ kein Medizinprodukt	

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung	-	
Maße & Größe		
Länge	450 mm	
Breite	180 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	140 g	145 g

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	25	
GTIN Umverpackung	4044941042206	
Maße & Größe		
Länge	500 mm	
Breite	320 mm	
Höhe	420 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	3.625 g	4.125 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart		Europalette
Maße & Größe		
Kartons pro Lage		4
Lagen pro Palette		5
Palettenhöhe		225 cm
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	83 kg	108 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09283**

Bezeichnung:

**Urinflasche
für Männer**



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	Kontrollieren Sie das Produkt vor der ersten Verwendung sowie regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf. Nach der Nutzung den Deckel ordnungsgemäß verschließen, um Geruchsbildung zu minimieren. Den Inhalt der Flasche nicht in der Umwelt entsorgen. Bei Bedarf die Flasche in einem verschlossenen Behälter transportieren. Beim Umgang mit der Flasche und ihrem Inhalt Handschuhe tragen.
Entsorgung	Gebrauchte Flaschen müssen gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Die Urinflasche ist ausschließlich zur Aufnahme von Urin bestimmt. Jede andere Nutzung kann zu hygienischen oder mechanischen Problemen führen. Urinflaschen sind nicht dafür ausgelegt, mit anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien verwendet zu werden.