

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **081303**

Bezeichnung **SolidSafety ChemN**
Nitril-Untersuchungshandschuh
grün, nicht steril, puderfrei



SCHICHTSTÄRKEN*		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,10 mm	0,12 mm	0,15 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Latex	☒ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☐ blau	☐ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☒ grün
Eigenschaft	☐ gepudert	☒ puderfrei	☐ steril	☒ nicht steril	☒ Passform beidhändig	☐ passt hand-spezifisch	☐ Aloe Vera Innenbeschichtung
Oberfläche	☐ texturiert	☒ keine Texturierung	☐ gehämmert				

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☒ saure Lebensmittel	☒ wässrige Lebensmittel	☒ fette Lebensmittel	☒ alkohol. Lebensmittel	☒ trockene Lebensmittel	☐ kein Lebensmittel-Kontakt	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	ISO 374-1/Typ B JKPT
	n-Heptan	J	
	Natriumhydroxid 40%	K	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	
	Formaldehyd 37%	T	

EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B	 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
--------------------------	---	--------------------------------

EN ISO 21420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420	
-------------------------------	---	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Reißkraft ≥ 3,6 N	EN 455
------------------------------	--	---------------

EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)	AQL 1.5
----------------------	---	----------------

EN 16350 elektrost. Eigenschaften	nicht anwendbar	
-----------------------------------	-----------------	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **081303**

Bezeichnung **SolidSafety ChemN**
Nitril-Untersuchungshandschuh
grün, nicht steril, puderfrei



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterpackung	100
GTIN Unterpackung Gr. XS	-
GTIN Unterpackung Gr. S	4044941025018
GTIN Unterpackung Gr. M	4044941025025
GTIN Unterpackung Gr. L	4044941025032
GTIN Unterpackung Gr. XL	4044941025049
GTIN Unterpackung Gr. XXL	4044941025056
GTIN Unterpackung Gr. XXXL	-
PZN Unterpackung Gr. XS	-
PZN Unterpackung Gr. S	13815198
PZN Unterpackung Gr. M	13815181
PZN Unterpackung Gr. L	13815175
PZN Unterpackung Gr. XL	13815212
PZN Unterpackung Gr. XXL	13815206
PZN Unterpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	220 mm
Breite	125 mm
Höhe	75 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
XS	-
S	600 g
M	640 g
L	680 g
XL	730 g
XXL	780 g
XXXL	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	9
Lagen pro Palette	7
Palettenhöhe	180 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
XS	-
S	435 kg
M	460 kg
L	485 kg
XL	516 kg
XXL	548 kg
XXXL	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Gr. XS	-
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941025063
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941025070
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941025087
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941025094
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941025100
GTIN Umverpackung Gr. XXXL	-
PZN Umverpackung Gr. XS	-
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	390 mm
Breite	265 mm
Höhe	235 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
XS	-
S	6.500 g
M	6.900 g
L	7.300 g
XL	7.800 g
XXL	8.300 g
XXXL	-

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **081303**
 Bezeichnung **SolidSafety ChemN**
Nitril-Untersuchungshandschuh
grün, nicht steril, puderfrei



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchzeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenfläche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signifikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.
Entsorgung	Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Desinfektion	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
Warnhinweise/ Allergiker Hinweise	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die allergische Reaktionen auslösen können
An- und Ausziehanleitung	

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-01
 Datum 16.06.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten