

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184-D**

Marca:

Descripción: **Tapa para recipiente colector de orina**



TAMAÑOS		
altura	Ø abajo	Ø arriba
13 mm	62 mm	62 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polypropylene (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylene (PE)	<input type="checkbox"/> Vaso: Polipropileno (PP) Tapa: PET				
colour	<input type="checkbox"/> antracita [A]	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde océano [CO]	<input checked="" type="checkbox"/> verde [GR]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> gris [GRAY]
	<input type="checkbox"/> purpura [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]	<input type="checkbox"/> lime [LIME]	<input type="checkbox"/> mixto [MIX]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> rojo [R]
	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> transparente []	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> vino tinto [WR]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]
	<input type="checkbox"/> estampa de oso [KIDS]	<input type="checkbox"/> Transparente con tapa de rosca roja					
capacity	<input type="checkbox"/> 30 ml	<input type="checkbox"/> 100 ml	<input type="checkbox"/> 150 ml	<input type="checkbox"/> 180 ml	<input type="checkbox"/> 200 ml	<input type="checkbox"/> 250 ml	<input type="checkbox"/> 3,4 l
characteristics	<input type="checkbox"/> graduación	<input type="checkbox"/> autoclavable hasta 134°C	<input type="checkbox"/> Apto para lavavajillas según EN 12875-1 + 12875-2		<input type="checkbox"/> abrir 4 x 4 mm	<input type="checkbox"/> estéril	<input checked="" type="checkbox"/> con rosca
suitable for article	<input type="checkbox"/> 09995-M-Deckel	<input type="checkbox"/> 742025	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09192	<input checked="" type="checkbox"/> L-09184-OD, L-09184-OD/50	

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	CE
Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746	<input checked="" type="checkbox"/> clase A	<input type="checkbox"/> clase A sterile	<input type="checkbox"/> clase B	<input type="checkbox"/> clase C	<input type="checkbox"/> clase D	<input type="checkbox"/> no IVD	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácido	<input type="checkbox"/> alimentos acuosol	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimentos	

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184-D**

Marca:

Descripción: **Tapa para recipiente colector de orina**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	bolsa
piezas por subembalaje	1000
GTIN subembalaje antracita [A]	-
GTIN subembalaje blue [B]	-
GTIN subembalaje cedro [C]	-
GTIN subembalaje verde océano [CO]	-
GTIN subembalaje verde [GR]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje gris [GRAY]	-
GTIN subembalaje purpura [L]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje lime [LIME]	-
GTIN subembalaje mixto [MIX]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje transparente []	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje estampa de oso [KIDS]	-
GTIN subembalaje	-
medidas y tamaños	
largo	600 mm
ancho	900 mm
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	5.080 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	euro-palette
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	5
altura del palet	240 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	201 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	1
GTIN embalaje exterior antracita [A]	-
GTIN embalaje exterior blue [B]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior verde océano [CO]	-
GTIN embalaje exterior verde [GR]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterior gris [GRAY]	-
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	-
GTIN embalaje exterior mixto [MIX]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior transparente []	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje ext. estampa de oso [KIDS]	4044941042305
GTIN embalaje exterior	-
medidas y tamaños	
largo	430 mm
ancho	320 mm
alto	450 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	5.880 g

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09184-D**

Marca:

Descripción: **Tapa para recipiente colector de orina**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso.
Utilización y revisión	Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, etc.). Este producto está destinado a un solo uso.
Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

rev-no.: 2025-01
date: 06.06.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas